

Mariner

Catéter hidrofílico

Mariner™ está fabricado con un polímero derivado del Nylon que le confiere gran biocompatibilidad, memoria de forma y gran resistencia al acodamiento y la rotura.

Punta cónica, flexible y suave.

Formada por una variante más blanda del Nylon, para evitar traumatismos en la pared arterial.

Punta unida al cuerpo del catéter mediante termofusión en bisel.

Mejora del torque y la maniobrabilidad, disminuyendo así el riesgo de rotura.

Cuerpo de **Nylon**.

Guía recomendada: **0,035" / 0,038"**.


Perfil: **4F y 5F**.






Punta radiopaca que facilita su visualización y hace que su colocación sea segura.







Recubrimiento hidrofílico en los 20 cm distales: resistencia a la fricción (reducción del 90%) y a la abrasión.








Superficie externa suave, que reduce el riesgo de desplazamiento de trombos.









Distintas longitudes disponibles.















CATÉTER					CATÉTER HIDROFÍLICO MARINER				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUJA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	ARC	4F X 90CM (0.035")	3	0	-	-	-	11710500	5
		5F X 90CM (0.038")			-	11710504	-	-	5
	BENTSON 1	4F X 100CM (0.038")	7.2	0	-	-	11722713	-	5
		5F X 100CM (0.038")			11720204	-	-	-	5
	BENTSON 2	4F X 100CM (0.038")	8.5	0	-	-	11714043	-	5
		5F X 100CM (0.038")			11720205	-	-	-	5
	BENTSON 3	5F X 100CM (0.038")	8.5	0	11720206	-	-	-	5
	BERENSTEIN	4F X 40CM (0.035")	3	0	-	-	-	11723503	5
		4F X 40CM (0.038")			-	-	11723602	-	5
		4F X 65CM (0.035")			-	-	-	11723502	5
		4F X 65CM (0.038")			-	-	11714009	-	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	11714016	-	5
		4F X 110CM (0.035")			-	-	-	11723504	5
		4F X 130CM (0.035")			-	-	11722110	-	5
		4F X 130CM (0.038")			-	-	11722111	-	5
		4F X 150CM (0.035")			-	-	-	11722709	5
		5F X 40CM (0.038")			-	11723505	-	-	5
		5F X 65CM (0.038")			11722104	11722703	-	-	5
		5F X 110CM (0.038")			11722103	11722705	-	-	5
		5F X 130CM (0.035")			11722109	-	-	-	5
		5F X 130CM (0.038")			-	11722707	-	-	5
		5F X 150CM (0.038")			-	11722712	-	-	5





CATÉTER					CATÉTER HIDROFÍLICO MARINER				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUJA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	COBRA 1	4F X 65CM (0.035")	2	0	-	-	-	11707701	5
		4F X 65CM (0.038")			-	-	11714010	-	5
		4F X 90CM (0.035")			-	-	-	11707704	5
		5F X 65CM (0.038")			11719707	11709107	-	-	5
		5F X 90CM (0.038")			11719710	11709110	-	-	5
	COBRA 2	4F X 65CM (0.035")	2	0	-	-	-	11707702	5
		4F X 65CM (0.038")			-	-	11714011	-	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	11714018	-	5
		5F X 65CM (0.038")			11719708	11909108	-	-	5
		5F X 90CM (0.038")			11719711	11709111	-	-	5
		5F X 150CM (0.035")			-	11709205	-	-	5
	DRESCHER	4F X 130CM (0.035")	1.5	0	-	-	-	11707133	5
	HAWKINS HAIRPIN	4F X 90CM (0.038")	4.5	1	-	-	11725101	-	5
		5F X 90CM (0.038")			11725102	-	-	-	5
	HEAD HUNTER 1	4F X 100CM (0.035")	8	0	-	-	-	11707501	5
		4F X 130CM (0.035")			-	-	-	11708906	5
		5F X 100CM (0.038")			11719503	11708903	-	-	5
		5F X 130CM (0.038")			11719507	11709216	-	-	5
	HEAD HUNTER 3	4F X 100CM (0.035")	12	0	-	-	11718302	-	5
		5F X 100CM (0.038")			-	-	11719504	-	5




CATÉTER					CATÉTER HIDROFÍLICO MARINER				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUJA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	HOCKEY STICK 1	4F X 65CM (0.038")	4	0	-	-	11714033	-	5
		5F X 100CM (0.035")			11721801	-	-	5	
		4F X 100CM (0.035")	-	-	-	11732501	5		
	HOOK 1	4F X 65CM (0.035")	3.5	0	-	-	11718701	-	5
		5F X 65CM (0.038")			11719903	-	-	5	
	HOOK 2	4F X 65CM (0.035")	4.5	0	-	-	11718702	-	5
	JB 1	4F X 65CM (0.038")	3	0	-	-	11714035	-	5
		4F X 100CM (0.035")			-	-	-	11734002	5
		5F X 65CM (0.038")			-	11734101	-	-	5
		5F X 100CM (0.038")			-	11734102	-	-	5
		5F X 130CM (0.035")			-	11734209	-	-	5
		5F X 150CM (0.035")			-	11709217	-	-	5
	JB 2	5F X 100CM (0.038")	1	0	-	11709218	-	-	5
		5F X 110CM (0.035")			11734203	-	-	5	
		4F X 100CM (0.038")	3	-	-	11714050	-	5	
	KUMPE	4F X 40CM (0.038")	3	0	-	-	11732704	-	5
		4F X 65CM (0.038")			-	-	11714014	-	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	11714021	-	5
		5F X 40CM (0.035")			-	11732706	-	-	5
		5F X 40CM (0.038")			11732702	-	-	-	5
		5F X 65CM (0.038")			11732701	-	-	-	5
		5F X 100CM (0.038")			11232213	-	-	-	5
		5F X 150CM (0.035")			-	11709219	-	-	5
	MANI	4F X 100CM (0.038")	7.5	0	-	-	11709220	-	5
		5F X 100CM (0.035")			11719401	-	-	5	

CATÉTER					CATÉTER HIDROFÍLICO MARINER				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUJA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	MIKAELSSON	5F X 80CM (0.038")	4.5	0	11732101	-	-	-	5
	MPA	4F X 65CM (0.038")	3.2	0	-	-	11714038	-	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	11714052	-	5
		5F X 65CM (0.038")			-	11735502	-	-	5
		5F X 100CM (0.038")	6	-	11735504	-	-	-	5
		4F X 150CM (0.038")		-	-	11709221	-	5	
		5F X 100CM (0.035")		-	11735602	-	-	5	
		5F X 150CM (0.038")		-	11709222	-	-	5	
	MPB	5F X 65CM (0.038")	3.5	0	-	11734901	-	-	5
	OMEGA	5F X 100CM (0.038")	2	0	-	11710512	-	-	5
		5F X 130CM (0.038")			-	11710514	-	-	5
	RC 1	5F X 65CM (0.035")	6	0	-	11733101	-	-	5
	RC 2	5F X 65CM (0.038")	9	0	-	11733102	-	-	5
	RENAL	4F X 65CM (0.035")	7.5	0	-	-	11718801	11718801	5
		5F X 65CM (0.038")			11720002	-	-	-	5
	RIM	5F X 65CM (0.038")	3	0	11733401	-	-	-	5
		4F X 65CM (0.035")	5		-	-	-	11733201	5
		5F X 65CM (0.035")			-	11733301	-	-	5
		5F X 150CM (0.035")	-		-	-	-	5	

CATÉTER					CATÉTER HIDROFÍLICO MARINER				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUJA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	SHARP ANGLE	4F X 130CM (0.038")	3	0	-	-	11710506	-	5
		5F X 65CM (0.038")			-	11710507	-	-	5
		5F X 100CM (0.038")			-	11710509	-	-	5
		5F X 130CM (0.038")			-	11710511	-	-	5
	SHEPHERD HOOK 1	4F X 65CM (0.038")	3.5	0	-	-	11718603	-	5
		5F X 65CM (0.038")			-	11709203	-	-	5
	SHEPHERD HOOK 2	4F X 65CM (0.038")	4	0	-	-	11718604	-	5
	SIMMONS SIDEWINDER 1	4F X 100CM (0.035")	7.5	0	-	-	11718402	11707602	5
		5F X 65CM (0.038")			11719605	11709005	-	-	5
		5F X 100CM (0.038")			11719606	-	-	-	5
		5F X 130CM (0.035")			-	11709014	-	-	5
		5F X 150CM (0.035")			-	11709238	-	-	5
	SIMMONS SIDEWINDER 1 ST	4F X 65CM (0.038")	2	0	-	-	11714030	-	5
		4F X 130CM (0.035")			-	-	-	11709012	5
		5F X 100CM (0.038")			-	11709009	-	-	5
	SIMMONS SIDEWINDER 2	4F X 100CM (0.035")	11.5	0	-	-	11718403	-	5
		5F X 65CM (0.038")			-	11709242	-	-	5
		5F X 100CM (0.038")			11719607	11709007	-	-	5
		5F X 130CM (0.038")			-	11709015	-	-	5
		5F X 150CM (0.035")			-	11709243	-	-	5

CATÉTER					CATÉTER HIDROFÍLICO MARINER				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUJA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	SIMMONS SIDEWINDER 2 ST	4FX 65CM (0.038")	3	0	-	-	11709031	-	5
		4FX 130CM (0.035")			-	-	-	11709013	5
		5FX 100CM (0.038")			-	11709010	-	-	5
	SIMMONS SIDEWINDER 3	5FX 100CM (0.038")	13	0	-	11709008	-	-	5
	SOS OMNI 0 MINI (TIGHT CURVE)	4FX 65CM (0.035")	3.5	0	-	-	11735801	-	5
	SOS OMNI 0	4FX 65CM (0.038")	4.5	0	-	-	11709225	-	5
		4FX 80CM (0.038")			-	-	11714023	-	5
		5FX 65CM (0.038")			-	11709226	-	-	5
		5FX 80CM (0.038")			11720408	11712008	-	-	5
	SOS OMNI 1	4FX 65CM (0.038")	5	0	-	-	11709227	-	5
		4FX 80CM (0.035")			-	-	-	11711401	5
		4FX 80CM (0.038")			-	-	11714024	-	5
		5FX 65CM (0.038")			-	11709228	-	-	5
		5FX 80CM (0.038")			11720401	11712005	-	-	5
		5FX 80CM (0.035")		2	11732002	-	-	5	
	SOS OMNI 2	4FX 65CM (0.038")	4.5	0	-	-	11714054	-	5
		4FX 80CM (0.035")			-	-	-	11711402	5
		4FX 80CM (0.038")			-	-	11714025	-	5

CATÉTER					CATÉTER HIDROFÍLICO MARINER				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUJA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	SOSOMNI 2	5F X 65CM (0.038")	4.5	0	-	11709229	-	-	5
		5F X 80CM (0.038")			11720405	11712006	-	-	5
		5F X 80CM (0.035")			11732001	-	-	-	5
		4F X 80CM (0.035")			-	-	11711405	5	
	SOSOMNI 3	4F X 80CM (0.038")	5	0	-	-	11714026	-	5
		5F X 80CM (0.038")			11720406	11712007	-	-	5
	STRAIGHT ART	4F X 150CM (0.038")	1	0	-	-	11731507	-	5
		5F X 65CM (0.038")			11709234	11709237	-	-	5
		4F X 65CM (0.038")	1.5		-	-	11714015	-	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	11714022	-	5
		4F X 130CM (0.035")			-	-	-	11731503	5
		5F X 130CM (0.038")			11731505	11731506	-	-	5
		5F X 90CM (0.038")	1		11731501	-	-	-	5
		5F X 150CM (0.038")			-	11709236	-	-	5
	VERTEBRAL	4F X 65CM (0.038")	5.5	0	-	-	11709246	-	5
		4F X 150CM (0.038")			-	-	11709245	-	5
		5F X 65CM (0.038")			-	11709247	-	-	5
		5F X 150CM (0.038")			-	11709248	-	-	5
		4F X 100CM (0.038")	2		-	-	11714045	-	5
		4F X 130CM (0.035")			-	-	-	11708704	5
		5F X 100CM (0.038")			11719302	11708702	-	-	5
		5F X 130CM (0.035")			11719303	11708703	-	-	5

CATÉTER					CATÉTER HIDROFÍLICO MARINER		
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUJA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA	PUNTA NO CÓNICA	UDS POR CAJA
					NO MALLADO	NO MALLADO	
	OMNI FLUSH	4F X 65CM (0.038")	3.4	6	-	11714001	10
		4F X 110CM (0.035")			-	11732303	10
		5F X 65CM (0.035")			-	11732201	10
		5F X 65CM (0.038")			11732203	-	10
		5F X 90CM (0.035")			11732202	-	10
		5F X 100CM (0.038")			11732205	-	10
	PIGTAIL	4F X 65CM (0.035")	4.6	10	-	11707101	10
		4F X 110CM (0.038")			-	11714008	10
		5F X 65CM (0.038")	5		11708504	-	10
		5F X 110CM (0.038")			11708506	-	10
		5F X 150CM (0.035")			11709223	-	5
	STRAIGHT FLUSH	4F X 65CM (0.038")	1	6	-	11714003	10
		4F X 90CM (0.038")			-	11714006	10
		5F X 65CM (0.038")	1.5		11708603	-	10
		5F X 90CM (0.038")			11708604	-	10



Mariner



 **angiodynamics**

USA > 14 Plaza Drive, Latham, NY 12110 > tel: 800-772-6446 or 518-798-1215 > fax: 518-798-1360
International > Haaksbergweg 75 (Margrietoren), 1101 BR, Amsterdam Z-O > The Netherlands
tel: +31 (0)20 753 2949 > fax: +31 (0)20 753 2939

www.angiodynamics.com

Distribuido por:

cardiva[®]

www.cardiva.com