

Soft-Vu



Catéter angiográfico

Soft-Vu® está fabricado con un polímero derivado del Nylon que le confiere gran biocompatibilidad, memoria de forma y gran resistencia al acodamiento y la rotura.

Punta cónica, flexible y suave.

Formada por una variante más blanda del Nylon, para evitar traumatismos en la pared arterial.

Punta unida al cuerpo del catéter mediante termofusión en bisel.

Mejora del torque y la maniobrabilidad, disminuyendo así el riesgo de rotura.

Cuerpo de **Nylon**.


Guía recomendada: **0,035" / 0,038"**.





Perfil: **4F , 5F y 6F**.







— **Punta radiopaca** que facilita su visualización y hace que su colocación sea segura.









— **Superficie externa suave, que reduce el riesgo de desplazamiento de trombos.**







— **Distintas longitudes disponibles.**











CATÉTER					CATÉTER ANGIOGRÁFICO SOFT-VU				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUIA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	BENTSON 1	4F X 65CM (0.038")	7.2	0	-	-	10710006	-	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	10710007	-	5
		5F X 65CM (0.038")			10710008	-	-	-	5
		5F X 100CM (0.038")			10720204	-	-	-	5
	BENTSON 2	4F X 100CM (0.035")	8.5	0	-	-	-	10708302	5
		5F X 100CM (0.038")			10720205	10709705	-	-	5
	BENTSON 3	4F X 100CM (0.038")	8.5	0	-	-	10710009	-	5
		5F X 100CM (0.038")			-	10709706	-	-	5
	BERENSTEIN	4F X 40CM (0.035")	3	0	-	-	-	10723503	5
		4F X 65CM (0.035")			-	-	-	10723502	5
		4F X 65CM (0.038")			-	-	10714009	-	5
		4F X 100CM (0.035")			-	-	-	10723501	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	10714016	-	5
		4F X 140CM (0.035")			-	-	-	10722708	5
		5F X 40CM (0.038")			10722105	-	-	-	5
		5F X 65CM (0.038")			10722104	10722703	-	-	5
		5F X 100CM (0.035")			-	10722701	-	-	5
		5F X 100CM (0.038")			10722102	-	-	-	5
		5F X 130CM (0.038")			-	10722707	-	-	5
		5F X 140CM (0.035")			-	10722706	-	-	5
		6F X 65CM (0.038")			10731702	-	-	-	5
		6F X 100CM (0.038")			-	10711301	-	-	5

CATÉTER					CATÉTER ANGIOGRÁFICO SOFT-VU				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUÍA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	COBRA 1	4FX 65CM (0.035")	2	0	-	-	-	10707701	5
		4FX 65CM (0.038")			-	-	10714010	-	5
		4FX 100CM (0.038")			-	-	10714017	-	5
		5FX 65CM (0.038")			10719707	10709107	-	-	5
		5FX 90CM (0.038")			10719710	10709110	-	-	5
		5FX 65CM (0.038")		2	10731801	-	-	-	5
	COBRA 2	4FX 65CM (0.038")	2	0	-	-	10714011	-	5
		4FX 100CM (0.038")			-	-	10714018	-	5
		5FX 65CM (0.038")			10719708	10709108	-	-	5
		5FX 90CM (0.038")			10719711	10709111	-	-	5
		4FX 65CM (0.035")			-	-	-	10707708	5
		5FX 65CM (0.038")		2	10731802	-	-	-	5
	COBRA 3	4FX 65CM (0.038")	2	0	-	-	10714012	-	5
		4FX 100CM (0.038")			-	-	10714019	-	5
		5FX 65CM (0.038")			10719709	10709109	-	-	5
		5FX 90CM (0.038")			10719712	-	-	-	5
	COBRITA	5FX 25CM (0.035")	2	0	10723074	-	-	-	5
		5FX 65CM (0.035")			10723018	-	-	-	5
	HASTINGS U-TURN	5FX 90CM (0.038")	2.5	0	10722991	-	-	-	5
	HEAD HUNTER 1	4FX 65CM (0.038")	8	0	-	-	10714027	-	5
		4FX 100CM (0.038")			-	-	10714040	-	5
		4FX 130CM (0.035")			-	-	-	10708906	5
		5FX 65CM (0.038")			-	10708905	-	-	5
		5FX 100CM (0.038")			10719503	10708903	-	-	5
		5FX 140CM (0.038")			10719505	-	-	-	5






CATÉTER					CATÉTER ANGIOGRÁFICO SOFT-VU				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUÍA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	HEAD HUNTER 3	4F X 100CM (0.035")	12	0	-	-	10718302	-	5
		5F X 100CM (0.038")			10719504	-	-	5	
	HOCKEY STICK 1	5F X 65CM (0.035")	3.5	0	10721805	-	-	-	5
		4F X 65CM (0.038")			-	-	10714033	-	5
		4F X 100CM (0.038")	4		-	-	10714047	-	5
		5F X 100CM (0.035")			10721801	-	-	5	
		5F X 100CM (0.038")			-	10722403	-	5	
	HOCKEY STICK 2	5F X 65CM (0.038")	10	0	-	10722405	-	5	
		5F X 100CM (0.038")		-	10722404	-	5		
	HOOK 1	4F X 65CM (0.035")	3.5	0	-	-	10718701	-	5
		5F X 65CM (0.038")			10719903	-	-	5	
	HOOK 2	4F X 65CM (0.035")	4.5	0	-	-	-	10707902	5
		5F X 65CM (0.035")			-	10709302	-	5	
	JB 1	4F X 65CM (0.038")	3	0	-	-	10714035	-	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	10714049	-	5
		5F X 65CM (0.038")			-	10734101	-	5	
		5F X 100CM (0.035")			-	10734103	-	5	
		5F X 130CM (0.038")			10734208	-	-	5	
	JB 2	4F X 65CM (0.038")	3	0	-	-	10714036	-	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	10714050	-	5
		5F X 100CM (0.035")	10734204		-	-	5		
		5F X 130CM (0.038")	10734207		-	-	5		
	JB 3	4F X 100CM (0.038")	3	0	-	-	10714051	-	5
		5F X 100CM (0.035")	4		10734206	-	-	5	







CATÉTER					CATÉTER ANGIOGRÁFICO SOFT-VU				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUÍA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	KUMPE	4F X 40CM (0.035")	3	0	-	-	10734301	-	5
		4F X 40CM (0.038")			-	-	10710013	-	5
		4F X 65CM (0.038")			-	-	10714014	-	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	10714021	-	5
		5F X 25CM (0.035")			10732707	-	-	-	5
		5F X 40CM (0.038")			10732702	-	-	-	5
		5F X 65CM (0.038")			10732701	-	-	-	5
		5F X 100CM (0.038")			11232213	-	-	-	5
	LEVIN	4F X 65CM (0.035")	3	0	-	-	-	10732801	5
		5F X 65CM (0.038")			-	10710014	-	-	5
	MANI	4F X 65CM (0.038")	7.5	0	-	-	10714029	-	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	10714044	-	5
		5F X 100CM (0.038")			10719402	10708802	-	-	5
	MATARJEME	5F X 65CM (0.035")	12.5	0	-	10735301	-	-	5
	MIKAELSSON	4F X 90CM (0.035")	4.5	0	-	-	10733701	-	5
		5F X 80CM (0.038")			10732101	-	-	-	5
	MPB	4F X 65CM (0.038")	3.5	0	-	-	10714039	-	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	10714053	-	5
		5F X 65CM (0.038")			-	10734901	-	-	5
		5F X 80CM (0.038")			-	10710019	-	-	5




CATÉTER					CATÉTER ANGIOGRÁFICO SOFT-VU				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUJA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- .1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	MPA	4F X 65CM (0.038")	3.2	0	-	-	10714038	-	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	10714052	-	5
		4F X 130CM (0.038")			-	-	10710015	-	5
		5F X 65CM (0.038")			-	10735502	-	-	5
		5F X 100CM (0.038")			-	10735504	-	-	5
		5F X 130CM (0.038")			-	10710016	-	-	5
		6F X 90CM (0.035")			10735701	-	-	-	5
		5F X 65CM (0.035")			-	10735601	-	-	5
		5F X 100CM (0.035")			-	10735602	-	-	5
	NAVIGATE 1	5F X 65CM (0.035")	1.9	0	10710073	-	-	-	5
	NAVIGATE 2	5F X 65CM (0.035")	2.2	0	10710074	-	-	-	5
	NAVIGATE 3	5F X 65CM (0.035")	2.2	0	10710075	-	-	-	5
	NAVIGATE 4	5F X 65CM (0.035")	3	0	10710076	-	-	-	5
	NAVIGATE 5	5F X 65CM (0.035")	3.6	0	10710077	-	-	-	5
	NEWTON 1	4F X 100CM (0.038")	8	0	-	-	10710020	-	5
		5F X 100CM (0.038")			10710021	-	-	-	5
	NEWTON 2	4F X 100CM (0.038")	8.5	0	-	-	10710022	-	5
		5F X 100CM (0.035")			10720302	-	-	-	5










CATÉTER					CATÉTER ANGIOGRÁFICO SOFT-VU					
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUIA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA	
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO		
	NEWTON 3	4FX 100CM (0.038")	8.5	0	-	-	10710023	-	5	
		5FX 100CM (0.038")			10720306	-	-	-	5	
	NEWTON 5	4FX 100CM (0.035")	6	0	-	-	10719104	-	5	
		5FX 100CM (0.035")	8		10720307	-	-	-	5	
	OMEGA	5FX 100CM (0.038")	2	0	-	10710090	-	-	5	
		5FX 130CM (0.038")			-	10710092	-	-	-	5
	OSBORNE 1	4FX 100CM (0.035")	5	0	-	-	10732902	-	5	
	OSBORNE 2	4FX 100CM (0.035")	5	0	-	-	10732901	-	5	
		5FX 100CM (0.035")			10734401	-	-	-	5	
	RC 1	4FX 65CM (0.035")	6	0	-	-	-	10733001	5	
		5FX 65CM (0.035")			-	10733101	-	-	-	5
	RC 2	5FX 65CM (0.038")	9	0	-	10733102	-	-	5	
	RENAL	4FX 65CM (0.035")	7.5	0	-	-	10718801	-	5	
		5FX 65CM (0.038")			10720002	10709402	-	-	-	5
	RIM	5FX 65CM (0.038")	3	0	10733401	-	-	-	5	
		4FX 65CM (0.035")	5		-	10733201	-	-	-	5
		5FX 25CM (0.035")			-	10733403	-	-	-	5
		5FX 40CM (0.035")			-	10733402	-	-	-	5
		5FX 65CM (0.035")			-	10733301	-	-	-	5
		5FX 90CM (0.038")			-	10710030	-	-	-	5

CATÉTER					CATÉTER ANGIOGRÁFICO SOFT-VU				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUÍA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	SHARP ANGLE	4F X 65CM (0.035")	3	0	-	-	-	10710087	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	10710088	-	5
		5F X 65CM (0.038")			-	10710082	-	-	5
		5F X 100CM (0.035")			-	10710080	-	-	5
		5F X 130CM (0.038")			-	10710086	-	-	5
	SHEPHERD HOOK 1	4F X 65CM (0.035")	3.5	0	-	-	-	10707801	5
		5F X 65CM (0.038")			10719803	10709203	-	-	5
	SHEPHERD HOOK 2	4F X 65CM (0.035")	4	0	-	-	10718602	-	5
		5F X 65CM (0.038")			10719804	10709204	-	-	5
	SIMMONS SIDEWINDER 1	4F X 65CM (0.035")	7.5	0	-	-	-	10707601	5
		4F X 65CM (0.038")			-	-	10719609	-	5
		5F X 65CM (0.035")			10719601	-	-	-	5
		5F X 65CM (0.038")			-	10709005	-	-	5
		5F X 100CM (0.038")			10719606	10709006	-	-	5
		6F X 65CM (0.035")			-	10710401	-	-	5
		6F X 100CM (0.035")			10720802	-	-	-	5
	SIMMONS SIDEWINDER 1 ST	4F X 65CM (0.038")	2	0	-	-	10714030	-	5
		4F X 100CM (0.035")			-	-	-	10707605	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	10714041	-	5
		5F X 65CM (0.038")			10710054	10710051	-	-	5
		5F X 100CM (0.038")			-	10709009	-	-	5
		5F x 130CM (0.038")			-	10710053	-	-	5

CATÉTER					CATÉTER ANGIOGRÁFICO SOFT-VU				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUÍA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	SIMMONS SIDEWINDER 2	4F X 65CM (0.038")	11.5	0	-	-	10710059	-	5
		4F X 100CM (0.035")			-	-	-	10707603	5
		5F X 65CM (0.038")			10710062	-	-	-	5
		5F X 100CM (0.038")			10719607	10709007	-	-	5
	SIMMONS SIDEWINDER 2ST	4F X 65CM (0.038")	3	0	-	-	10714031	-	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	10714042	-	5
		5F X 100CM (0.038")			-	10709010	-	-	5
	SIMMONS SIDEWINDER 3	4F X 100CM (0.035")	13	0	-	-	10718404	-	5
		5F X 100CM (0.038")			10719608	10709008	-	-	5
	SOSOMINI MINI (TIGHT CURVE)	4F X 65CM (0.035")	3	0	-	-	10711502	-	5
	SOSOMINI 0	4F X 65CM (0.038")	4.5	0	-	-	10710033	-	5
		4F X 80CM (0.035")			-	-	-	10711404	5
		4F X 80CM (0.038")			-	-	10714023	-	5
		5F X 65CM (0.038")			10710035	10710034	-	-	5
		5F X 80CM (0.038")			10720408	10712008	-	-	5
	SOSOMINI 1	4F X 65CM (0.038")	5	0	-	-	10710036	-	5
		4F X 80CM (0.035")			-	-	-	10711401	5
		4F X 80CM (0.038")			-	-	10714024	-	5
		5F X 65CM (0.038")			10710038	10710037	-	-	5
		5F X 80CM (0.038")			10720401	10712005	-	-	5
		5F X 80CM (0.035")		2	10732002	-	-	-	5

CATÉTER					CATÉTER ANGIOGRÁFICO SOFT-VU				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUIA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	SOS OMNI 2	4F X 65CM (0.035")	4.5	0	-	-	-	10710039	5
		4F X 65CM (0.038")			-	-	10710040	-	5
		4F X 80CM (0.035")			-	-	-	10711402	5
		4F X 80CM (0.038")			-	-	10714025	-	5
		5F X 65CM (0.038")		-	10710041	-	-	5	
		5F X 80CM (0.038")		10720405	10712006	-	-	5	
		5F X 80CM (0.035")		2	10732001	-	-	5	
		4F X 80CM (0.035")		4	-	-	-	10711405	5
	SOS OMNI 3	4F X 65CM (0.038")	5	0	-	-	10710042	-	5
		4F X 80CM (0.035")			-	-	-	10711403	5
		4F X 80CM (0.038")			-	-	10714026	-	5
		5F X 65CM (0.038")			-	10710043	-	-	5
		5F X 80CM (0.038")			10720406	10712007	-	-	5
	STRAIGHT ART	4F X 65CM (0.035")	1	0	-	-	10731401	-	5
		5F X 25CM (0.035")			10731509	-	-	-	5
		5F X 40CM (0.035")			10731510	-	-	-	5
		5F X 65CM (0.035")			10731502	-	-	-	5
		5F X 110CM (0.035")	-	10710048	-	-	5		
		4F X 40CM (0.038")	1.5	0	-	-	10710047	-	5
		4F X 65CM (0.035")			-	-	10731402	-	5
		4F X 100CM (0.038")			-	-	10714022	-	5
		4F X 130CM (0.035")			-	-	-	10731503	5
		5F X 90CM (0.038")	1	10731501	-	-	-	5	
		6F X 110CM (0.038")	10	-	-	10731601	-	5	

CATÉTER					CATÉTER ANGIOGRÁFICO SOFT-VU				
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUÍA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA		UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	MALLADO	
	VERTEBRAL	4F X 65CM (0.038")	5.5	0	-	-	10710066	-	5
		4F X 130CM (0.035")			-	-	-	10710065	5
		5F X 65CM (0.038")			10710070	-	-	-	5
		5F X 130CM (0.038")			-	10710068	-	-	5
		4F X 100CM (0.035")		-	-	-	-	-	-
		4F X 100CM (0.038")		-	-	10714045	-	5	
		5F X 100CM (0.038")		10719302	10708702	-	-	5	
		6F X 130CM (0.038")		8	10710072	-	-	-	5
	WEINBERG	5F X 100CM (0.038")	4	0	-	10733501	-	-	5
	MINI OMNI FLUSH	4F X 65CM (0.035")	3.4	6	-	-	10732304	-	10
	OMNI FLUSH	4F X 65CM (0.035")	3.4	6	-	-	10732301	-	10
		4F X 65CM (0.038")			-	-	10714001	-	10
		4F X 90CM (0.035")			-	-	10732302	-	10
		4F X 90CM (0.038")			-	-	10714004	-	10
		4F X 110CM (0.035")			-	-	10732303	-	10
		5F X 65CM (0.035")			10732201	-	-	-	10
		5F X 65CM (0.038")			10732203	-	-	-	10
		5F X 90CM (0.035")			10732202	-	-	-	10
		5F X 90CM (0.038")			10732204	-	-	-	10
		5F X 100CM (0.038")			10732205	-	-	-	10

CATÉTER					CATÉTER ANGIOGRÁFICO SOFT-VU			
IMAGEN	NOMBRE	FRENCH LONGITUD GUÍA (O.D.)	LONGITUD DE LA PUNTA (CM) +/- 1MM	AGUJEROS LATERALES	PUNTA CÓNICA		PUNTA NO CÓNICA	UDS POR CAJA
					NO MALLADO	MALLADO	NO MALLADO	
	RACKET	4F X 65CM (0.035")	4.7	10	-	-	10708101	10
		4F X 90CM (0.035")			-	-	10708102	10
		5F X 65CM (0.038")			10709504	-	-	10
		5F X 100CM (0.038")			10709506	-	-	10
	90° PIGTAIL	6F x 100CM (0.038")	7.5	10	-	50722631	-	5
	PIGTAIL	4F X 65CM (0.038")	4.6	10	-	-	10714002	10
		4F X 90CM (0.038")			-	-	10714005	10
		4F X 100CM (0.035")			-	-	10707103	10
		4F X 110CM (0.038")			-	-	10714008	10
		5F X 65CM (0.035")	5		10708501	-	-	10
		5F X 65CM (0.038")			10708504	-	-	10
		5F X 90CM (0.035")			10708502	-	-	10
		5F X 90CM (0.038")			10708505	-	-	10
		5F X 110CM (0.035")			10708503	-	-	10
		5F X 110CM (0.038")			10708506	-	-	10
		5F X 130CM (0.038")			10708507	-	-	5
		6F X 65CM (0.038")			10710027	-	-	10
		6F x 110CM (0.038")			10709906	-	-	10
					STRAIGHT FLUSH	4F X 65CM (0.035")	1	6
4F X 90CM (0.035")	-		-	10707202		10		
4F X 120CM (0.035")	-		-	10710044		5		
5F X 65CM (0.038")	1.5		10708603	-		-	10	
5F X 90CM (0.038")			10708604	-		-	10	
5F X 120CM (0.035")			10710045	-		-	5	