

iVascular[®]

therapies for living

luminor 14m

Catéter balón de dilatación para ATP con liberación de Paclitaxel

Liberación **segura** y
precisa de Paclitaxel

Registro LUMINOR
207 pacientes

Sistema de dosificación
mediante **nanotecnología**.
Recubrimiento ultra-fino

Estabilidad del
recubrimiento
asegurada durante
la navegación

TransferTech



Tecnología de recubrimiento
propia **TransferTech**

Recubrimiento homogéneo
y **anti-cracking**



www.ivascular.global

luminor 14m

características

- > Catéter coaxial (OTW)
- > Longitud del catéter disponible: 100 cm y 150 cm
- > Compatible con guía: 0.014"
- > Perfil de punta: 0.017"
- > Perfil de cruce: de 0.026" a 0.042"
- > Presión nominal: 7 atm
- > RBP: 16 atm
- > ABP: 22 atm

Producto con Marca CE, certificado por Organismo Notificado 0318

Longitud útil del catéter	Balón Ø (mm)	Longitud del balón (mm)					
		40	60	80	120	150	200
100 cm	1.5	BP DPC14M 100 150 040	BP DPC14M 100 150 060	BP DPC14M 100 150 080	-	-	-
	2.0	BP DPC14M 100 200 040	BP DPC14M 100 200 060	BP DPC14M 100 200 080	BP DPC14M 100 200 120	BP DPC14M 100 200 150	BP DPC14M 100 200 200
	2.5	BP DPC14M 100 250 040	BP DPC14M 100 250 060	BP DPC14M 100 250 080	BP DPC14M 100 250 120	BP DPC14M 100 250 150	BP DPC14M 100 250 200
	3.0	BP DPC14M 100 300 040	BP DPC14M 100 300 060	BP DPC14M 100 300 080	BP DPC14M 100 300 120	BP DPC14M 100 300 150	BP DPC14M 100 300 200
	3.5	BP DPC14M 100 350 040	BP DPC14M 100 350 060	BP DPC14M 100 350 080	BP DPC14M 100 350 120	BP DPC14M 100 350 150	BP DPC14M 100 350 200
	4.0	BP DPC14M 100 400 040	BP DPC14M 100 400 060	BP DPC14M 100 400 080	BP DPC14M 100 400 120	-	-
150 cm	1.5	BP DPC14M 150 150 040	BP DPC14M 150 150 060	BP DPC14M 150 150 080	-	-	-
	2.0	BP DPC14M 150 200 040	BP DPC14M 150 200 060	BP DPC14M 150 200 080	BP DPC14M 150 200 120	BP DPC14M 150 200 150	BP DPC14M 150 200 200
	2.5	BP DPC14M 150 250 040	BP DPC14M 150 250 060	BP DPC14M 150 250 080	BP DPC14M 150 250 120	BP DPC14M 150 250 150	BP DPC14M 150 250 200
	3.0	BP DPC14M 150 300 040	BP DPC14M 150 300 060	BP DPC14M 150 300 080	BP DPC14M 150 300 120	BP DPC14M 150 300 150	BP DPC14M 150 300 200
	3.5	BP DPC14M 150 350 040	BP DPC14M 150 350 060	BP DPC14M 150 350 080	BP DPC14M 150 350 120	BP DPC14M 150 350 150	BP DPC14M 150 350 200
	4.0	BP DPC14M 150 400 040	BP DPC14M 150 400 060	BP DPC14M 150 400 080	BP DPC14M 150 400 120	-	-

● Compatibilidad con introductor: 4F

Distribuido por:



Fabricado por:

Life Vascular Devices Biotech S.L
www.ivascular.global
info@ivascular.global