

iVascular[®]

therapies for living

oceanus 14 pro

Balón de dilatación para ATP

Cruza las lesiones **más complejas**
con la **mejor visibilidad**.

Mejor flexibilidad
y navegabilidad*

Nuevos diámetros
más pequeños

Mayor
visibilidad*

Perfiles
más bajos



Recubrimiento
hidrofílico propio
durable






www.ivascular.global

oceanus 14 pro

características

* Marcadores radiopacos

	$\varnothing \leq 2.0\text{mm}$. Longitud $\leq 20\text{mm}$: 1 marcador de tungsteno
	$\varnothing \leq 2.0\text{mm}$. Longitud $> 20\text{mm}$: 2 marcadores de tungsteno
	$\varnothing \geq 2.5\text{mm}$: 2 marcadores de Pt / Ir


- > Catéter coaxial (OTW)
- > Longitud útil del catéter: 100 cm y 150 cm
- > Guía recomendada: 0.014"
- > Perfil de la punta: 0.017"
- > Perfil de cruce: 0.021" a 0.033"
- > Presión nominal: 7 atm
- > Presión máxima recomendada (RBP): 16 atm
- > Presión de estallido promedio (ABP): 22 atm

Producto con Marca CE, certificado por Organismo Notificado 0318

Longitud del catéter	Balón \varnothing (mm)	Longitud del balón (mm)									
		10	15	20	40	60	80	120	150	200	
100 cm	1.25	BP PCI4N 100 125 010	BP PCI4N 100 125 015	BP PCI4N 100 125 020	-	-	-	-	-	-	-
	1.5	BP PCI4N 100 150 010	BP PCI4N 100 150 015	BP PCI4N 100 150 020	BP PCI4N 100 150 040	BP PCI4N 100 150 060	BP PCI4N 100 150 080	-	-	-	-
	2.0	BP PCI4N 100 200 010	BP PCI4N 100 200 015	BP PCI4N 100 200 020	BP PCI4N 100 200 040	BP PCI4N 100 200 060	BP PCI4N 100 200 080	BP PCI4N 100 200 120	BP PCI4N 100 200 150	BP PCI4N 100 200 200	-
	2.5	-	-	-	BP PCI4N 100 250 040	BP PCI4N 100 250 060	BP PCI4N 100 250 080	BP PCI4N 100 250 120	BP PCI4N 100 250 150	BP PCI4N 100 250 200	-
	3.0	-	-	-	BP PCI4N 100 300 040	BP PCI4N 100 300 060	BP PCI4N 100 300 080	BP PCI4N 100 300 120	BP PCI4N 100 300 150	BP PCI4N 100 300 200	-
	3.5	-	-	-	BP PCI4N 100 350 040	BP PCI4N 100 350 060	BP PCI4N 100 350 080	BP PCI4N 100 350 120	BP PCI4N 100 350 150	BP PCI4N 100 350 200	-
	4.0	-	-	-	BP PCI4N 100 400 040	BP PCI4N 100 400 060	BP PCI4N 100 400 080	BP PCI4N 100 400 120	-	-	-
150 cm	1.25	BP PCI4N 150 125 010	BP PCI4N 150 125 015	BP PCI4N 150 125 020	-	-	-	-	-	-	-
	1.5	BP PCI4N 150 150 010	BP PCI4N 150 150 015	BP PCI4N 150 150 020	BP PCI4N 150 150 040	BP PCI4N 150 150 060	BP PCI4N 150 150 080	-	-	-	-
	2.0	BP PCI4N 150 200 010	BP PCI4N 150 200 015	BP PCI4N 150 200 020	BP PCI4N 150 200 040	BP PCI4N 150 200 060	BP PCI4N 150 200 080	BP PCI4N 150 200 120	BP PCI4N 150 200 150	BP PCI4N 150 200 200	-
	2.5	-	-	-	BP PCI4N 150 250 040	BP PCI4N 150 250 060	BP PCI4N 150 250 080	BP PCI4N 150 250 120	BP PCI4N 150 250 150	BP PCI4N 150 250 200	-
	3.0	-	-	-	BP PCI4N 150 300 040	BP PCI4N 150 300 060	BP PCI4N 150 300 080	BP PCI4N 150 300 120	BP PCI4N 150 300 150	BP PCI4N 150 300 200	-
	3.5	-	-	-	BP PCI4N 150 350 040	BP PCI4N 150 350 060	BP PCI4N 150 350 080	BP PCI4N 150 350 120	BP PCI4N 150 350 150	BP PCI4N 150 350 200	-
	4.0	-	-	-	BP PCI4N 150 400 040	BP PCI4N 150 400 060	BP PCI4N 150 400 080	BP PCI4N 150 400 120	-	-	-

● introductor: 4F

Distribuido por:



Fabricado por:

Life Vascular Devices Biotech, S.L.
www.ivascular.global
info@ivascular.global