

iVascular[®]
therapies for living

sergeant

catéter de soporte periférico



Para liderar los procedimientos de lesiones complejas



www.ivascular.global

sergeant

Diseñado para facilitar los procedimientos de lesiones distales o complejas

Soporte para poder cruzar todo tipo de lesiones

Desarrollado para asegurar un buen soporte para la guía de alambre:

- Catéter con una configuración mallada para una capacidad de empuje y torsión excepcional
- Forma cónica para incrementar su soporte y penetrabilidad



Capaz de navegar por las arterias más tortuosas

HYDRAX+, recubrimiento hidrofílico propio para facilitar la navegación


Visibilidad perfecta

Los 4 marcadores radiopacos ayudan a establecer con precisión:

- Posición del catéter
- Longitud de la lesión

Características


- > **Catéter coaxial** (OTW)
- > Punta: **recta o angulada 30°**
- > **4 marcadores** radiopacos de tungsteno
- > Compatibilidad con introductor **4F**



Producto con Marca CE, certificado por Organismo Notificado 0123

Compatibilidad guía de alambre	Longitud útil del catéter (cm)				Forma de la punta
	65	90	130	150	
0,014"	DSPC14065001	DSPC14090001	DSPC14130001	DSPC14150001	Recta
	DSPC14065002	DSPC14090002	DSPC14130002	DSPC14150002	Angulada
0,018"	DSPC18065001	DSPC18090001	DSPC18130001	DSPC18150001	Recta
	DSPC18065002	DSPC18090002	DSPC18130002	DSPC18150002	Angulada
0,035"	DSPC35065001	DSPC35090001	DSPC35130001	DSPC35150001	Recta
	DSPC35065002	DSPC35090002	DSPC35130002	DSPC35150002	Angulada

Distribuido por:



Fabricado por:

Life Vascular Devices Biotech, S.L.
www.ivascular.global
info@ivascular.global