


iNdeep

Microcatéter


Diseñado para alcanzar la
vasculatura intracraneal distal



iVascular[®]
therapies for living

iNdeep, familia de microcatéteres, diseñad

iNdeep, navegación segura en anatomías tortuosas y áreas distales.




Excepcional visibilidad

Marcador radiopaco de corte C en el extremo distal


Excelente empujabilidad

Diseño del mallado y de las transiciones adaptado a cada modelo según las dimensiones del microcatéter




Longitud de 165cm en toda la familia

os para navegar en anatomías desafiantes




- Recubrimiento hidrofílico Hydrax plus, tecnología propia de iVascular
- Diseño redondeado de la punta



Gama completa

iNdeep 17, 21 y 27
compatible con todos los tamaños de dispositivos retriever

Diseño específico del conector luer para **facilitar la introducción del retriever en el interior del microcatéter**




iNdeep características

- > Familia completa de microcatéteres: iNdeep 0,017", 0,021" y 0,027" compatible con todos los dispositivos retriever
- > Compatibilidad con DMSO
- > 1 Marcador radiopaco en la punta
- > Presión máxima de infusión: 600 psi
- > ID mínimo del introductor 0,053"/ 1,35 mm
- > Longitud 165cm en toda la gama, compatible con los dispositivos intermedios

- > Guía de alambre máxima recomendada:
 - iNdeep 17 - ($\leq 0,014''$)
 - iNdeep 21 - ($\leq 0,018''$)
 - iNdeep 27 - ($\leq 0,018''$)

Incluye

- > Mandril de moldeo
- > Tarjeta de sujeción con regla




Producto con marca CE, certificado por el Organismo Notificado 0318

Descripción	ID	Perfil (proximal / distal)	Longitud efectiva	Compatibilidad del dispositivo retriever Ø	Longitud del recubrimiento hidrofílico	Espacio muerto Long. 150 cm	Espacio muerto Long. 165 cm
iNdeep 17	0,017" (0,43mm)	2,55 / 1,95 F	165 cm	3 - 4 mm	100 cm	-	0,40 cc
iNdeep 21	0,021" (0,55mm)	2,85 / 2,28 F	150 / 165 cm	4 - 6 mm	100 cm	0,52 cc	0,56 cc
iNdeep 27	0,027" (0,69mm)	3,00 / 2,58 F	150 / 165 cm	6 mm	100 cm	0,73 cc	0,78 cc

La disponibilidad de cada referencia para la venta está vinculada a la autorización de comercialización en el país de destino

Referencias	Longitud efectiva (cm)	
	150	165
iNdeep 17	-	MCNC17165001
iNdeep 21	MCNC21150001	MCNC21165001
iNdeep 27	MCNC27150001	MCNC27165001

Distribuido por:



Fabricado por:

Life Vascular Devices Biotech S.L
www.ivascular.global
info@ivascular.global