





Gelsoft™ Plus Siente la diferencia

Pioneros del futuro. Explore nuestra amplia gama de prótesis quirúrgicas, con más de 40 años de experiencia.

Diseñada cuidadosamente, sienta la diferencia con Gelsoft Plus, la solución para la reparación aórtica de sus pacientes.



Gelsoft™ Plus Recta

Las prótesis rectas Gelsoft™ Plus están indicadas para reemplazar o derivar enfermedades aneurismáticas y oclusivas de la aorta abdominal y las arterias periféricas de las extremidades inferiores.


Características

La estructura de punto Köper mantiene las ventajas de punto por urdimbre, su buen manejo y resistencia al deshilachado, y a la vez ofrece:

- Mayor resistencia a la dilatación y a la retención de la sutura.¹⁴

Rectas

Diámetro (mm)	Longitud (cm)	Referencia
6	15	631506PE
6	30	633006PE
6	40	634006PE
6	60	636006PE
7	15	631507PE
7	30	633007PE
7	40	634007PE
7	60	636007PE
8	15	631508PE
8	30	633008PE
8	40	634008PE
8	60	636008PE
10	15	631510PE
10	30	633010PE
10	60	636010PE
12	15	631512PE
12	30	633012PE
12	60	636012PE
14	15	631514PE
14	30	633014PE
14	60	636014PE
16	15	631516PE
16	30	633016PE
16	60	636016PE
18	12.5	631218PE
18	25	632518PE
18	50	635018PE
20	12.5	631220PE
20	25	632520PE
20	50	635020PE
22	12.5	631222PE
22	25	632522PE
22	50	635022PE
24	12.5	631224PE
24	25	632524PE
24	50	635024PE



Gelsoft™ Plus Bifurcada

Las prótesis bifurcadas Gelsoft™ Plus están indicadas para el reemplazo o derivación de enfermedades aneurismáticas y oclusivas de la aorta abdominal y las arterias periféricas de las extremidades inferiores.

Bifurcadas

Diámetro Cuerpo (mm)	Diámetro Ramas (mm)	Longitud (cm)	Referencia
12	6	45	631206PE
14	7	45	631407PE
16	8	45	631608PE
18	9	45	631809PE
20	10	45	632010PE
22	11	45	632211PE
24	12	45	632412PE

Referencias

13. Walker D et al. (1995). Novel structure for a polyester vascular prosthesis with improved mechanical properties. *The 21st Annual Meeting of the Society for Biomaterials*. 18-22 March: 84.

14. Goëau-Brissonnière OA et al. (2000). Can knitting structure affect dilation of polyester bifurcated prostheses? A randomized study with the use of helical computed tomographic scanning. *Journal of Vascular Surgery*. January; 31 (1): 157-163.

Comprometidos con el cuidado de la Aorta



Descubre soluciones para cada segmento de la aorta
terumoaortic.com

Distribuido por:

cardiva®

CARDIVA 2, S.L.
C/ Anabel Segura 11, Edificio A, 1ª planta.
28108-Alcobendas, MADRID
T. +34 913 586 110
www.cardiva.com



Consulte las instrucciones de uso en
eifu.terumoaortic.com para obtener más
información sobre uso, indicaciones,
contraindicaciones y advertencias/precauciones.

La disponibilidad del producto está sujeta a la
aprobación regulatoria local.

TERUMO
AORTIC

VASCUTEK Ltd
Newmains Avenue, Inchinnan
Renfrewshire, PA4 9RR Scotland, UK
T. +44 (0) 141 812 5555
terumoaortic.com