



03 Procedimiento VeinCLEAR™



Pasos a seguir:



Características y beneficios:



EC REP Obelis S.A.
Bd General Wahis, 53, B-1030
Brussels, Belgium
Tel: +32 (2) 732-5954 Fax: +32 (2) 732-6003
Web: www.obelis.net

RF Medical Co., Ltd.
#502-507, #511, #601, World Meridian 254, Beotkot-ro,
Geumcheon-gu, Seoul, South Korea
Tel: +82 (2) 2108-4200 Fax: +82 (2) 2113-7999
E-mail: overseas@rfa.co.kr Web: www.rfa.co.kr

Distribuido por:
cardiva
C/ Anabel Segura, 11, Edif. A - Planta 1ª
28108 Alcobendas (Madrid) España
Tel: +34 91 358 6110
Web: www.cardiva.com

REF RFCT-003(E) Rev. 13 (2023.07.12)



VeinCLEAR™
Sistema de termo-ablación endovenosa



SISTEMA DE ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA
con CATÉTERES ESPECIALIZADOS
para la TERMO-ABLACIÓN ENDOVENOSA

RF MEDICAL

cardiva®

01

Generador de radiofrecuencia VeinCLEAR™

Diseñado para la termo-ablación endovenosa

Características

- Pantalla táctil LCD
- Compatible con todos los catéteres STS y Alloy52
- Sistema avanzado de autoevaluación automática
- Algoritmo de control de temperatura seguro
- Compatibilidad con PC para observación y descarga de datos
- Soporte multilingüe con guía por audio
- La temperatura objetivo y el tiempo del ciclo de ablación se pueden ajustar opcionalmente
- Algoritmo de ablación preconfigurado disponible según el diámetro de la vena

Especificaciones

Código de producto	V-700
Clase de protección	I
Tipo de protección	BF
Tensión de alimentación de entrada	100 - 240V (AC)
Frecuencia de uso	50/60 Hz
Potencia máxima de entrada	150 VA
Rango de temperatura	0°C - 200°C
Sonido de alarma	Superior a 65 dB

* Los generadores M-3004 y V-1000 son compatibles únicamente con los catéteres Alloy52.




02

Catéteres VeinCLEAR™


Diseñado para la termo-ablación endovenosa

Características:


- Catéteres de 5 Fr y 7 Fr
- Punta activa disponible en Alloy52, Acero inoxidable, LED.
- Segmento marcado
- Longitud de punta activa de 1 cm a 7 cm




+ Opciones disponibles:



+ Marcadores para la ablación en segmentos



+ Longitud de la punta activa



Especificaciones

Código del producto	Introduccion compatible	Material	Longitud total	Longitud de la punta activa	Guía compatible
VVT 70FS	5 Fr	Acero inoxidable	70 cm	7 cm	N/A
VVT 100FS			100 cm		
VVT 70FG			70 cm		
VVT 100FG			100 cm		
VVT 70FGL*			70 cm		
VVT 100FGL*			100 cm		
VVT 4510	7 Fr	Alloy52	45 cm	1 cm	0.025"
VVT 4515				1.5 cm	
VVT 4520				2 cm	
VVT 4530				3 cm	
VVT 60			60 cm	7 cm	
VVT 7020			70 cm	2 cm	
VVT 7030				3 cm	
VVT 70			90 cm	7 cm	
VVT 90				7 cm	
VVT 100			100cm	7 cm	

* Luz LED en la punta del catéter

Compatibilidad de catéteres con los generadores

		V-700	M-3004	V-1000
Catéter STS	LED	○	×	×
	General (5 Fr y 7 Fr)	○	×	×
Catéter Alloy	General	○	○	○